

# Extracteur à points noirs

## multifonctions

Astuces :

1. Veuillez essayer le produit sur le dos de votre main avant de l'utiliser sur votre visage. Déplacez-le de bas en haut lors de l'utilisation. Ne laissez pas le produit au même endroit trop longtemps ou vous pourriez avoir des rougeurs.
2. Il est recommandé d'utiliser avec avec une lotion ou d'hydrater la peau avec de l'eau tiède avant d'utiliser l'extracteur.

Introduction :

L'extracteur à points noirs multifonctions est un appareil cosmétique efficace pour la dermabrasion, la purification des pores, le traitement de l'acné et des points noirs ainsi que d'autres fonctions tout en un. L'appareil extrait la poussière de l'épiderme âgé à l'aide d'une succion accompagnée de milliers de particules minérales microlites naturelles. Aide à rendre les pores fines et tendres, claires et douces. Il s'agit d'une technique non-irritante. L'intensité de la dermabrasion est contrôlée par la grosseur de l'embout de l'extracteur. 4 embouts de forme différente sont fournis et permettent différentes fonctions : exfoliation, raffermissment, nettoyage et autres fonctions.

Pour votre sécurité :

1. Format compact qui permet de raffermir et rajeunir la peau. Non recommandé pour peau marquée de blessures ou de cicatrices.
2. Fonction dermabrasion sur la peau sèche une fois par semaine. Peut-être utilisée sur la peau grasse et mixte 2 fois par semaine. Ne pas utiliser pendant plus de 5 minutes à la fois.
3. Veuillez ne pas appuyer trop fermement sur la peau. L'instrument effectue une succion assez puissante pour que la pression ne soit pas nécessaire.
4. Après le traitement, une pigmentation rouge naturelle due à l'accélération de la microcirculation dans la peau est à anticiper. Cette pigmentation rouge devrait se dissiper automatiquement dans les 30 minutes suivant le traitement.
5. Après le traitement, hydratez-vous bien la peau et appliquez un écran solaire.
6. Ne pas utiliser d'exfoliant avant ou après le traitement.

Note : Ne maintenez pas l'appareil dans la même position pendant le traitement ou vous pourriez voir apparaître des rougeurs. Si c'est le cas, cessez l'utilisation immédiatement.

Spécifications et paramètres du produit :

Modèle : x-2019-02

Nom : Extracteur à points noirs multifonctions

Dimensions : 42×50×165 mm

Tension d'entrée : 5 V / 1 A

Lieu de production : Dongguan , Guangdong, Chine

Puissance: 3 W

Caractéristiques du produit :

- Douilles remplaçables
- Indicateurs lumineux DEL: Charge et 3 niveaux de succion
- Bouton de réglage de l'intensité
- Interface de recharge USB

