

# **PISTOLET À MASSAGE**

## **GUIDE DE L'UTILISATEUR**



Merci d'avoir acheté cet appareil à massage.  
Veuillez lire le Guide de l'Utilisateur attentivement avant utilisation  
et gardez le dans un endroit sûr pour référence future

## **VENTILATION DU MOTEUR**



**VITESSE  
ALLUMER/ÉTEINDRE  
NIVEAU BATTERIE**



**BATTERIE ALLUMÉE/ÉTEINTE**

# SPÉCIFICATIONS



- 1 Moteur sans balais haute puissance avec technologie silencieuse
- 2 Réservoir à batterie amovible
- 3 Batterie rechargeable au lithium (2 heures d'utilisation par charge)
- 4 Paramètres multi-vitesse pour une pression optimale
- 5 Sans fil et léger (0,835 kg)
- 6 Interrupteur de mise sur/hors tension
- 7 Embouts à massage interchangeables

**Fréquence de vibration:**

20-50 Hz:

**Poids:**

0,835/1,6 kg

**Puissance:**

110-240 V 50/60 Hz - 0,5 A - 16 VDV - 1 A

**4 embours à massage:**



# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

À LIRE AVANT D'UTILISER

## CHARGEMENT

- Chargez la batterie complètement pendant 6 heures avant la première utilisation
- Pour charger la batterie, branchez l'adaptateur DC au port de recharge de la batterie et l'adaptateur AC dans le mur
- Le voyant lumineux DEL émettra une pulsation pour indiquer le niveau de la batterie et le statut de recharge
- Une charge complète est indiquée par l'arrêt de la pulsation de la lumière DEL pour devenir une lumière continue
- La batterie peut être rechargée à n'importe quel moment et à n'importe quel niveau de charge
- Il n'est pas recommandé de laisser la batterie se vider complètement
- L'autonomie sur une charge complète est d'une durée moyenne de 2 heures, selon l'intensité utilisée et la pression appliquée durant l'utilisation

## OPÉRATION

- Alignez et branchez la batterie dans la base de l'unité. Assurez-vous qu'elle soit fixée en place
- Allumez l'appareil en mettant l'interrupteur sur «ON» (Mise sous tension). Mettez l'interrupteur en position «OFF» (Mise hors tension) pour éteindre l'appareil.
- Quand l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour démarrer le niveau 1, deux fois pour le niveau 2 et ainsi de suite jusqu'au niveau 5. Appuyez sur le bouton une sixième fois pour éteindre l'appareil. La lumière DEL verte indiquera le niveau correspondant.
- Quand l'appareil est éteint, insérez l'embout désiré en appuyant fermement. Retirez en tirant doucement.
- Massez la région désirée à la vitesse désirée en appliquant la pression désirée

## ENTRETIEN, NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

- Nettoyez à l'aide d'une serviette légèrement humide et essuyez avec un chiffon sec
- Pour entreposer et pour les voyages, retirez la batterie et rangez-la dans la boîte de carton fournie

# AVERTISSEMENTS

## PRÉCAUTIONS

- Ne pas plonger dans l'eau. Garder hors de portée des liquides et sources de chaleur. Ne pas laisser le port de ventilation être infiltré par la poussière et les débris.
- Ne pas retirer les vis ou essayer de désassembler
- Ne pas utiliser continuellement pendant plus d'une heure. Laisser l'appareil se reposer 30 minutes avant de réutiliser
- Débrancher le câble de recharge de la batterie après utilisation avant de mettre le produit en marche
- Pour adultes seulement. Ne pas utiliser si vous êtes blessé. Consulter un docteur avant d'utiliser ce produit

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



**Danger:**

**DANGER: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, FEUX ET BLESSURES, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES:**

- Pour adultes seulement
- Utiliser sur surfaces propres et sèches par dessus vos vêtements en appuyant légèrement et en déplaçant l'appareil en passant environ 60 secondes par région corporelle
- Utiliser sur les tissus mous seulement tel que désiré sans produire de douleur ou d'inconfort. Ne pas utiliser sur la tête ou autre surface dure ou osseuse du corps.
- Utiliser les embouts qui fournissent l'effet désiré seulement
- Des ecchymoses peuvent être causées peu importe les paramètres ou la pression utilisés. Vérifiez les régions traitées fréquemment et arrêtez immédiatement au premier signe de douleur ou d'inconfort
- Gardez vos doigts, cheveux et autres parties du corps éloignées du manche et de l'endos de l'embout afin d'éviter de vous faire pincer
- Ne pas insérer d'objets dans les fentes de ventilation du pistolet à massage
- Ne pas plonger dans l'eau afin d'éviter que celle-ci pénètre les fentes de ventilation du pistolet à massage
- Ne pas échapper ou faire un mauvais usage du pistolet à massage
- Recharger avec le câble de recharge fourni seulement
- Examiner l'appareil et la batterie attentivement avant chaque utilisation
- Ne pas altérer le pistolet à massage de quelque manière
- Ne jamais laisser le pistolet à massage en marche ou en recharge sans supervision

## **AVERTISSEMENTS**

**NE PAS UTILISER LE Pistolet à Massage NI QUELCONQUE APPAREIL VIBRANT SANS L'APPROBATION PRÉALABLE DE VOTRE DOCTEUR SI L'UNE DES SITUATIONS SUIVANTES S'APPLIQUE À VOUS:**

Grossesse, diabète avec complication tel que la neuropathie ou des dommages rétinien, port d'un stimulateur cardiaque, chirurgie récente, épilepsie ou migraines, hernies discales, spondylolisthésis, spondylolyse, arthroplastie récente, implantation récente de dispositif intra-utérin, plaques de métal ou quelque doute à propos de votre santé physique. Les individus fragiles et enfants doivent être supervisés par un adulte lors de l'utilisation d'un appareil vibrant. Ces contre-indications ne signifient pas que vous ne pouvez utiliser le produit, mais il est recommandé de consulter un docteur d'abord.

Des recherches sont en cours pour déterminer sur les effets de l'exercice par vibrations sur les individus affligés par diverses conditions médicales. Ceci mènera sans doute à un épurement de la liste de contre-indications ci-dessus. Les expériences pratiques ont démontré que l'intégration de l'exercice par vibrations dans un plan de traitement est souhaitable dans plusieurs cas. Cela doit être fait conjointement avec un docteur, spécialiste ou physiothérapeute.